

次世代型マイクロGC Fusion® “お試しキャンペーン”実施中！



マイクロGC 3000シリーズの後継機種として更なる進化を遂げた次世代型マイクロGC Fusion®

従来のモジュール構造に加え、カラム昇温機能を搭載し処理能力の大幅な向上を実現。ウェブベースのユーザーインターフェイスにより、簡単操作で高いスループットによる高速分析が可能となります。

先進のテクノロジーで様々な分析ニーズにお応えするマイクロGC Fusion®の実力をお試し頂けるよう、現在デモ機の貸出キャンペーンを実施中です。詳しくは弊社、または弊社製品取扱い販売店までお問合せ下さい！

主な用途：

- 触媒材料研究
- 天然ガス
- 天然ガス中の臭気成分
- 永久ガス、精製ガス中のオレフィン
- 合成ガス、燃料電池、埋立地ガス、バイオガス
- 石油化学製品、特殊ガス中の不純物
- 溶剤/VOCガスのモニタリング

